



### Descripción del artículo

Número de pedido	83.3910.300
Descripción del artículo	Placa de cultivo celular T-25, poliestireno, superf. de crecim. celular+- para células adherentes sensibles, p. ej., células prim., cuello bisel., tapón roscado 2 posiciones, amarillo estéril, apirógeno/libre de endotox., no citotóx., 10 uds./bolsa

### Características del producto

Código de color	amarillo
Tapón	tapa roscada de cierre rápido
Tipo de célula	Adherente
Forma del fondo	Fondo plano
Superficie crecimiento	25 cm <sup>2</sup>
Volumen de trabajo	7 ml
Tubo	frasco

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Material del tapón	Polietileno (PE)
Color del cierre	amarilla
Material de la membrana	Poliétersulfona (PES)

### Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o IVD	No es necesaria el marcado
Certificación CE	Sin marcado CE
Esterilización	estéril
Apirógeno	Apirógeno
Número de lote o de serie	Sujeto a lote

### Presentación

Pedido mínimo	300
unidades / caja interna	10
unidades / caja	300
unidades / pallet	6000
Profundidad de la caja	602 mm
Ancho de la caja	352 mm
Altura de la caja	345 mm
Volumen de la caja	0,0731 cbm
Peso de la caja	7,25 KG
EAN de la caja interna	4038917337410
EAN de la caja	4038917337403

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

