



Descripción del artículo

Número de pedido	83.3912.300
Descripción del artículo	Frasco de cultivo celular de T-175, poliestireno, superf. de crecim. celular+- para células adherent. sensib., p. ej., células prim., cuello bisel., tapón roscado 2 posiciones amarillo, estéril, apirógeno/libre de endotox., no citotóx., 5 uds./bolsa

Características del producto

Código de color	amarillo
Tapón	tapa roscada de cierre rápido
Tipo de célula	Adherente
Forma del fondo	Fondo plano
Superficie crecimiento	175 cm ²
Volumen de trabajo	50 ml
Tubo	frasco

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Material del tapón	Polietileno (PE)
Color del cierre	amarilla
Material de la membrana	Poliétersulfona (PES)

Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o IVD	No es necesaria el marcado
Certificación CE	Sin marcado CE
Esterilización	estéril
Apirógeno	Apirógeno
Número de lote o de serie	Sujeto a lote

Presentación

Pedido mínimo	40
unidades / caja interna	5
unidades / caja	40
unidades / pallet	960
Profundidad de la caja	522 mm
Ancho de la caja	267 mm
Altura de la caja	450 mm
Volumen de la caja	0,0627 cbm
Peso de la caja	5,7 KG
EAN de la caja interna	4038917337533
EAN de la caja	4038917337526

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

