



### Descripción del artículo

Número de pedido	86.1254.001
Descripción del artículo	Pipeta serológica 10 ml, acolchada, Código de color: naranja, poliestireno, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 ud./blíster

### Características del producto

Código de color	naranja
Color impresión/etiqueta	naranja
Graduación	sí
Versión	acolchada, unitario estéril

### Dimensiones

Volumen nominal	10 ml
Diámetro	10 mm
Longitud del producto	335 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

### **Pureza y certificación**

Producto conforme con DPS o IVD	No es necesaria el marcado
Certificación CE	Sin marcado CE
Esterilización	estéril
Apirógeno	Apirógeno
Número de lote o de serie	Sujeto a lote

### **Presentación**

Pedido mínimo	500
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	27000
Profundidad de la caja	420 mm
Ancho de la caja	250 mm
Altura de la caja	295 mm
Volumen de la caja	0,0305 cbm
Peso de la caja	5,74 KG
EAN de la caja interna	4038917127295
EAN de la caja	4038917021128

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

